

2025 weCare 完整安裝

- 注意事項與執行步驟



COAPRE

安裝類型與適用情況

- **完整安裝:**

- 從未使用/安裝 weCare 的 User 。

- **基本安裝:**

- 已有 weCare 資料，要將現有資料搬移或複製給另一個電腦使用。

- **更新包:**


- 已有 weCare 資料，在同一台電腦上繼續使用。

2025 weCare 完整安裝的內容

- 2025_weCare_完整安裝，是一個**有加密的 7-Zip 壓縮檔**。內含以下3份資料：
 - weCare_setup.exe (安裝程式)
 - 2025_weCare 基本操作手冊.pdf
 - 2025 weCare 完整安裝_注意事項與步驟
- 請使用 7-Zip 軟體進行解壓縮。PW: **OKOK** (4碼大寫)
 - Win10、Win11 內建的解壓縮功能，已確定無法解壓縮此檔。
 - 請務必使用 7-Zip。
- 企業提供給員工使用之電腦，多半有權限管控。下載、解壓縮、安裝、更新等過程，**請優先與事業單位之資訊部門聯絡**，並邀請資訊人員提供必要的協助與說明。


執行安裝 (1)

- 點擊 “weCare_setup.exe” 執行安裝




執行安裝 (2)

- 點選 “我同意遵守授權合約”




執行安裝 (3)

- 安裝位置，預設為 D 槽的 weCare 目錄之下
- 第一次安裝者者，系統會自動產生此目錄 (weCare)
- 若相同路徑下也有 weCare 資料夾，此安裝會將舊檔全部覆蓋，且無法復原。
- 不建議安裝於 C 槽中
 - 若只能安裝於 C 槽，請自行做好檔案備份 (將整個 weCare 資料夾複製，並移至其它槽區)



執行安裝 (4)

- 準備安裝 weCare



執行安裝 (5)

- 完成安裝。
- 若發生安裝中斷，請再重新安裝一次。

